


Reagenan farmakopeareagenssit

Apteekeille / Tutkimukseen / Teollisuuteen

Reagena valmistaa korkealaatuiset, kotimaiset laboratoriokemikaalit terveydenhuollon, teollisuuden ja tutkimuksen käyttöön. Valikoimastamme löytyvät Ph.Eur. reagenssit, mittaliuokset ja indikaattorit.

Tuote	Pakkauskoko (ml)	Tuotenumero
Ajoliuos A, B, C, D, E ja F Ph.Eur.mukaiset reagenssit. Ajoliuokset sisältävät erilaisia koostumuksia.	1000-5000 ml	
Ammoniakki R Ph.Eur. 1004701 n. 10,3 mol/l, 17,0-18,0 % m/V	50 ml 500 ml	130903 170903
Ammoniakki, laimea R1 Ph.Eur. 1004702 n. 6 mol/l, 10,0-10,4 % m/V	50 ml 500 ml	130458 170458
Ammoniakki, laimea R2 Ph.Eur. 1004703 n. 2,0 mol/l, 3,4 % m/V	50 ml	130904
Ammoniakki 5,0 mol/l Ph.Eur.mukaiset reagenssit 8,5 % m/V	500 ml	170007
Ammoniumkarbonaattiliuos R Ph.Eur. 1005201 n. 1,0 mol/l, 15,8 % m/V	500 ml	170461
Ammoniumkloridiliuos R Ph.Eur. 1005301 n. 2 mol/l, 10,7 % m/V	50 ml	130901
Ammoniumoksaalaattiliuos R Ph.Eur. 1005901 4,0 % m/V	50 ml	130463
Bariumhydroksidiliuos R Ph.Eur. 1009401 0,15 mol/l, 4,73 % m/V	100 ml	140809
Bariumkloridi 25 % m/V Ph.Eur.mukaiset reagenssit	100 ml	142002
Bariumkloridiliuos R1 Ph.Eur. 1009301	50 ml	130466
Bentsetoniumkloridi 0,004 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. 3000900	500 ml	170994
Bromivesi R Ph.Eur. 1012402 0,2 mol/l	50 ml	130034
Cetrimidiliuos 1 % m/V 1%	30 ml	122064
Diammoniumvetyfosfaattipuskuri 0,025 M pH 7,0 Ph.Eur.mukaiset reagenssit	5000 ml	192406



Tuote	Pakkauskoko (ml)	Tuotenumero
Difenyylimiiniliuos R Ph.Eur. 1032101 0,1 % m/V	50 ml	130570
Dinatriumvetyfosfaattiliuos R Ph.Eur. 1033301 9,0 % m/V	50 ml	130973
EDTA (Natriumedetaatti) 0,05 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. mukaiset reagenssit	500 ml	170910
EDTA (Natriumedetaatti) 0,1 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. 3005900	500 ml	170563
Etikkahappo 1% V/V Ph.Eur.mukaiset reagenssit	1000 ml	182404
Etikkahappo 1,0 mol/l Ph.Eur.mukaiset reagenssit, 1N	500 ml	170667
Etikkahappo R Ph.Eur. 1000401 5,0 mol/l, n. 30,0 % m/V, 5N	50 ml 500 ml	130902 170902
Etikkahappo, laimea R Ph.Eur. 1000402 2,0 mol/l, n. 12,0 % m/V, 2N	50 ml 500 ml	130083 170083
Fenoliftaleiiniliuos R Ph.Eur. 1063702 0,1 % m/V	50 ml	130474
Fenoliftaleiiniliuos R1 Ph.Eur. 1063703 1,0 % m/V etanolissa	50 ml	130572
Ferriammoniumsulfatiliuos R2 Ph.Eur. 1037702 n. 0,25 mol/l, 10,0 % m/V	100 ml	140476
Ferrikloridiliuos R1 Ph.Eur. 1037801 10,5 % m/V	50 ml	130477
Ferrikloridiliuos R2 Ph.Eur. 1037802 1,3 % m/V	50 ml	130478
Fosfaattipuskuri 0,02 M pH 3,0 Ph.Eur.mukaiset reagenssit	5000 ml	192413
Fosfaattipuskuri 0,025 M pH 5,8 Ph.Eur.mukaiset reagenssit	5000 ml	192414
Fosfaattipuskuri 0,03 M pH 2,5 Ph.Eur.mukaiset reagenssit	5000 ml	192456
Fosfaattipuskuri 0,05 M pH 3,0 Ph.Eur.mukaiset reagenssit	5000 ml	192415
Fosfaattipuskuri 10 mM pH 7 Ph.Eur.mukaiset reagenssit	5000 ml	192457
Fosfaattipuskuri 30 mM pH 3,1 Ph.Eur.mukaiset reagenssit	5000 ml	192426


Reagenan farmakopeareagenssit

Tuote	Pakkauskoko (ml)	Tuotenumero
Fosfaattipuskuri pH 3,0 Ph.Eur.mukaiset reagenssit	5000 ml	192408
Fosfaattipuskuriliuos pH 7,2 R Ph.Eur. 4002400	1000 ml	182333
Fosforihappo, laimea R Ph.Eur. 1065101 9,5 - 10,5 % m/m.	500 ml	170694
Fosforihappo pH 2,3 Ph.Eur.mukaiset reagenssit	1000 ml	182427
Fuksiiniliuos, väritön R1 Ph.Eur. 1039402	50 ml	130827
Glyseroliseos tioasetamidi-reagenssin R valmistamiseen Ph.Eur. 1089601	100 ml	140481
Heptaanisulfonihapon natriumsuola 0,01 M Ph.Eur.mukaiset reagenssit	5000 ml	192446
Hopeanitraattiliuos R1 Ph.Eur. 1078301 4,25 % m/V	50 ml	130482
Hopeanitraattiliuos R2 Ph.Eur. 1078302 0,1 mol/l, 1,7 % m/V	50 ml	132031
Hopeanitraatti 0,1 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. 3005600	500 ml	170961
Jodi 0,05 mol/l Ph.Eur.mukaiset reagenssit	50 ml	132072
Jodi 0,05 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. 3002700	500 ml	170898
Jodibromidiliuos R Ph.Eur. 1045901	500 ml	170704
Kaliumbromaatti 0,0167 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. mukaiset reagenssit.	500 ml	170914
Kaliumbromidi 10,0 % m/V Ph.Eur.mukaiset reagenssit	50 ml	132007
Kaliumdivetyfosfaattipuskuri 0,01 M pH 2,0 Ph.Eur.mukaiset reagenssit	1000 ml	182429
Kaliumdivetyfosfaatti 0,05 M Ph.Eur.mukaiset reagenssit	5000 ml	192407
Kaliumferrisyaniidiliuos R Ph.Eur. 1069701 5,0 % m/V	50 ml	130912
Kaliumferrosyaniidiliuos R Ph.Eur. 1069801 5,3 % m/V	50 ml	130705
Kaliumhydroksidi, alkoholinen 0,1 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. 3004800	500 ml	170895
Kaliumhydroksidi, alkoholinen 0,5 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. 3005000 2,8 %	500 ml	170150

Tuote	Pakkauskoko (ml)	Tuotenumero
Kaliumhydroksidi 0,5 mol/l Ph.Eur.mukaiset reagenssit 2,8%, 0,5 N	500 ml	170152
Kaliumhydroksidi 1,0 mol/l Ph.Eur.mukaiset reagenssit, 1 N	500 ml	170675
Kaliumhydroksidi 2 mol/l Ph.Eur.mukaiset reagenssit 11,2 % m/V, 2N	50 ml	130151
Kaliumjodidiliuos 10,0 % m/V Ph.Eur.mukaiset reagenssit 0,7 mol/l	500 ml	170735
Kaliumjodidiliuos R Ph.Eur. 1070502 16,6 % m/V	1000 ml	180937
Kaliumjodidiliuos, jodinoitu R (Schillerin reagenssi) Ph.Eur. 1070503	50 ml 500 ml	132011 172011
Kaliumkarbonaatti 15,0 % m/V Ph.Eur.mukaiset reagenssit	50 ml	130953
Kaliumkloridiliuos 10 % m/V Ph.Eur.mukaiset reagenssit	500 ml	170980
Kaliumkloridiliuos 200 mg/ml pH 2,0 Ph.Eur.mukaiset reagenssit	1000 ml	182242
Kaliumnitraattipuskuri 0,05 M pH 3,0 Ph.Eur.mukaiset reagenssit	5000 ml	192416
Kaliumpermanganaattiliuos 0,02 mol/l Ph.Eur.mukaiset reagenssit	50 ml	132073
Kaliumpermanganaatti 0,02 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. 3005300	500 ml	170161
Kaliumpermanganaattiliuos R Ph.Eur. 1070902 3,0 % m/V	30 ml	122038
Kaliumpyroantimonaattiliuos R Ph.Eur. 1071301	50 ml	130707
Kaliumtetrajodomerkuraattiliuos Ph.Eur. 1071600 Alkalisen liuoksen valmistamiseen	50 ml	130542

Reagenan farmakopeareagenssit


Tuote	Pakkauskoko (ml)	Tuotenumero
Kaliumtiosyanaattiliuos R Ph.Eur. 1071801 9,7 % m/V	50 ml	130489
Kalsiumkloridiliuos R Ph.Eur. 1014601 5,5 % m/V kalsiumkloridia	50 ml	132176
Kloorivetyhappo 0,01 mol/l Ph.Eur.mukaiset reagenssit, 0,01 N	10 000 ml	112411
Kloorivetyhappo 0,02 mol/l Ph.Eur.mukaiset reagenssit, 0,02 N	10 000 ml	112412
Kloorivetyhappo 0,1 mol/l Ph.Eur.mukaiset reagenssit, 0,1 N	10 000 ml	110653
Kloorivetyhappo 0,1 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. 3002100 0,37 %, 0,1 N	500 ml 10 000 ml	170170 110170
Kloorivetyhappo 0,1 mol/l 0,1 % SDS Ph.Eur.mukaiset reagenssit	10 000 ml	110654
Kloorivetyhappo 0,1 mol/l 0,5 % SDS Ph.Eur.mukaiset reagenssit	10 000 ml	110658
Kloorivetyhappo 0,1 mol/l 2,0 % SDS Ph.Eur.mukaiset reagenssit	10 000 ml	110655
Kloorivetyhappo 0,5 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. mukaiset reagenssit, 0,5 N	500 ml	170954
Kloorivetyhappo 1,0 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. 3001800 3,65 %, 1 N	500 ml	170172
Kloorivetyhappo 1 % m/V Ph.Eur. mukaiset reagenssit. 0,28 mol/l, 0,28 N	500 ml	170496
Kloorivetyhappo 5 mol/l Ph.Eur.mukaiset reagenssit, 5 N	500 ml	170174
Kloorivetyhappo 6,0 mol/l Ph.Eur. 3001500 21,9 %, 6 N	500 ml	170175
Kloorivetyhappo 10,0 % m/m Ph.Eur.mukaiset reagenssit, n. 2,9 mol/l, 2,9 N	500 ml	170497
Kloorivetyhappo, laimea R Ph.Eur. 1043503 2,0 mol/l, 7,3 % m/V, 2 N	50 ml 500 ml 10 000 ml	130173 170173 110173
Kloorivetyhappo R1 Ph.Eur. 1043501 6,855 mol/l, 25,0 % m/V, 6,855 N	50 ml 500 ml	130177 170177
Kuparisulfaattiliuos R Ph.Eur. 1022501 12,5 % m/V	50 ml	132178
Kuparitetramiiniiliuos, ammoniakkipitoinen R Ph.Eur. 1022600	100 ml	140817



Tuote	Pakkauskoko (ml)	Tuotenumero
Kuprisitraattiliuos R Ph.Eur. 1023100	100 ml	142275
Kupritarraattiliuos R, liuos A Ph.Eur. 1023300	50 ml	130536
Kupritarraattiliuos R, liuos B Ph.Eur. 1023300	50 ml	130537
Lyijyasetaattiliuos R Ph.Eur. 1048103 9,5 % m/V, 0,25 mol/l	50 ml	130746
Lyijyasetaattipaperi R Ph.Eur. 1048102 2g purkissa	100 ml	142017
Lyijynitraatti 0,1 mol/l Ph.Eur. 3003100	500 ml	170710
Mandelin reagenssi Ph.Eur. mukaiset reagenssit	30 ml	122136
Magnesiumsulfaatti 25 % laimeassa rikkihapossa Ph.Eur. mukaiset reagenssit Rikkihappoa 1 mol/l, 2 N	500 ml	172026
Merkuriasetaattiliuos R Ph.Eur. 1052001 3,19 % m/V	500 ml	170541
Merkurikloridiliuos R Ph.Eur. 1052201 5,4 % m/V	50 ml	130970
Metyleenisini 0,1 % m/V Ph.Eur. mukaiset reagenssit	30 ml	122070
Metyylioranssiliuos R Ph.Eur. 1054802 0,1 % m/V	50 ml	130544
Metyylipunaliuos R Ph.Eur. 1055102 0,05 % m/V	50 ml	130545
Metyylipuna, sekoitettu liuos R Ph.Eur. 1055101	50 ml	130546
Natrium-1-oktaanisulfonaattimonohydraatti + ACN Ph.Eur. mukaiset reagenssit	1000 ml	182444
Natrium-1-oktaanisulfonaattimonohydraattiliuos Ph.Eur. mukaiset reagenssit	1000 ml	182443
Natriumdiveyfosfaatti 0,1 M Ph.Eur. mukaiset reagenssit	5000 ml	192405

Reagenan farmakopeareagenssit

Tuote	Pakkauskoko (ml)	Tuotenumero
Natriumdivetyfosfaattipuskuri 0,05 M pH 3,0 Ph.Eur. mukaiset reagenssit	1000 ml	182458
Natriumhydroksidi 0,02 mol/l Ph.Eur. mukaiset reagenssit	100 ml	140238
Natriumhydroksidi 0,1 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. 3006600 0,4 %	500 ml	170241
Natriumhydroksidi 0,2 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. mukaiset reagenssit 2,0 %	500 ml	172066
Natriumhydroksidi 0,5 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. mukaiset reagenssit	500 ml	170955
Natriumhydroksidi 1 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. 3006300 4,0 %, 1 N	500 ml	170247
Natriumhydroksidi 2,0 mol/l Ph.Eur. mukaiset reagenssit 8,0 %, 2 N	500 ml	170248
Natriumhydroksidi 2,5 mol/l Ph.Eur. mukaiset reagenssit 10,0 %, 2,5 N	500 ml	170256
Natriumhydroksidi 25,0 % m/V Ph.Eur. mukaiset reagenssit 6,25 mol/l, 6,25 N	500 ml	170257
Natriumhydroksidiliuos 10,0 mol/l Ph.Eur. mukaiset reagenssit, 10 N	500 ml	170259
Natriumhydroksidi (0,1 mol/l), etanolinen Ph.Eur. 3007000	500 ml	170579
Natriumhydroksidiliuos R Ph.Eur. 1081401 5,0 mol/l, 20,0 % m/V, 5 N	500 ml 10 000 ml	170251 110251
Natriumhydroksidiliuos, laimea R Ph.Eur. 1081402 2,125 mol/l, 2,125 N	50 ml 500 ml	132192 172192
Natriumhydroksidiliuos, väkevä R Ph.Eur. 1081404 n. 10,5 mol/l, 42 % m/V, n. 10,5 N	50 ml	132095
Natriumkarbonaattiliuos R Ph.Eur. 1079301 1,0 mol/l, 10,6 % m/V	50 ml	130264
Natriumlauryylisulfaatti 0,3 % m/V Ph.Eur. mukaiset reagenssit	10 000 ml	110800
Natriumlauryylisulfaatti 0,5 % m/V Ph.Eur. mukaiset reagenssit	10 000 ml	110822



Tuote	Pakkauskoko (ml)	Tuotenumero
Natriumlauryylisulfaatti 2 % m/V Ph.Eur. mukaiset reagenssit	10 000 ml	110820
Natriumperkloraatipuskuri 10g/l pH 3,0 Ph.Eur. mukaiset reagenssit	1000 ml	182459
Natriumtiosulfaatti 0,25 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. mukaiset reagenssit	1000 ml	182265
Natriumtiosulfaatti 0,1 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. 3007300	500 ml	170278
Ninhydriiniliuos R2 Ph.Eur. 1058305	50 ml	132048
Ortofosforihappopuskuri pH 7,0 Ph.Eur. mukaiset reagenssit	5000 ml	192431
Ortofosforihappo-vesi seos 0,075 % Ph.Eur. mukaiset reagenssit	5000 ml	192428
Perkloorihappo 0,1 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. 3003900 sis. H2O 0,1 - 0,2 % m/m, 0,1 N	500 ml	172094
Perklooraattiliuos 0,1 M pH 2,5 Ph.Eur. mukaiset reagenssit	1000 ml	182460
Puskuri pH 3,5 Ph.Eur. mukaiset reagenssit	1000 ml	182461
Puskuriliuos pH 3,5 R Ph.Eur. 4000600	500 ml	170554
pH 1,68 ± 0,01 / 25 °C NIST/DIN 19266 Kalibraatiopuskuri.. Jäljitettävä PTB. DIN 19266 mukainen.	500 ml	170502
pH 4,01 ± 0,01 / 25 °C NIST/DIN 19266 Kalibraatiopuskuri. Suoraan jäljitettävä PTB/NIST DIN 19266 mukainen.	500 ml	170504
pH 7,00 ± 0,01 / 25 °C NIST/DIN 19266 Kalibraatiopuskuri. Jäljitettävä PTB/NIST DIN 19266 mukainen.	500 ml	170507
pH 9,18 ± 0,01 / 25 °C NIST/DIN 19266 Kalibraatiopuskuri. Jäljitettävä PTB/NIST DIN 19266 mukainen.	500 ml	170509
pH 10,01 ± 0,05 / 25 °C NIST/DIN 19266 Kalibraatiopuskuri. Suoraan jäljitettävä PTB/NIST DIN 19266 mukainen.	500 ml	172108

Reagenan farmakopeareagenssit

Tuote	Pakkauskoko (ml)	Tuotenumero
Puskuriliuos pH 4,00 ± 0,02 (20 °C) Sitraattipuskuri. Jäljitettävä PTB referenssimateriaaliin.	500 ml	172204
pH 7,00 ± 0,01 / 25 °C NIST/DIN 19266 Kalibraatiopuskuri. Jäljitettävä PTB/NIST DIN 19266 mukainen.	500 ml	170507
pH 9,18 ± 0,01 / 25 °C NIST/DIN 19266 Kalibraatiopuskuri. Jäljitettävä PTB/NIST DIN 19266 mukainen.	500 ml	170509
pH 10,01 ± 0,05 / 25 °C NIST/DIN 19266 Kalibraatiopuskuri. Suoraan jäljitettävä PTB/NIST DIN 19266 mukainen.	500 ml	172108
Puskuriliuos pH 4,00 ± 0,02 (20 °C) Sitraattipuskuri. Jäljitettävä PTB referenssimateriaaliin.	500 ml	172204
Puskuriliuos pH 7,00 ± 0,02 (20 °C) Fosfaattipuskuri. Jäljitettävä PTB referenssimateriaaliin.	500 ml	172207
Puskuriliuos pH 8,00 ± 0,02 (20 °C) Boraattipuskuri. Jäljitettävä PTB referenssimateriaaliin.	500 ml	172208
Puskuriliuos pH 10,00 ± 0,05 (20 °C) Boraattipuskuri. Jäljitettävä PTB referenssimateriaaliin.	500 ml	172210
Rikkihappo 0,025 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. mukaiset reagenssit. 0,05 N	500 ml	170003
Rikkihappo 0,05 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. mukaiset reagenssit. 0,1 N	500 ml	170320
Rikkihappo 0,5 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. 3007800, 1 N	500 ml	170325
Rikkihappo 2,0 mol/l Ph.Eur. mukaiset reagenssit 19,6 %, 4 N	500 ml	170687
Rikkihappo 2,5 mol/l Ph.Eur. mukaiset reagenssit, 5 N	500 ml	170326
Rikkihappo 3,5 mol/l Ph. Eur. mukaiset reagenssit 7 N	500 ml	170976
Rikkihappo 4,5 mol/l Ph. Eur. mukaiset reagenssit, 9 N	500 ml	172016
Rikkihappo, laimea R Ph.Eur. 1 mol/l, 9,8 %, 2 N	50 ml 500 ml	130324 170324

Tuote	Pakkauskoko (ml)	Tuotenumero
Sinkkikloridiliuos, jodinoitu R Ph.Eur. 1096602	50 ml	130829
Sinkkisulfaatti 0,05 mol/l, mittaliuos Ph. Eur. mukaiset reagenssit	500 ml	170915
Sinkkisulfaatti 0,1 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. 3008600	500 ml	170560
Sitraattipuskuri pH 6,2 Ph.Eur. mukaiset reagenssit	1000 ml	182462
Sitruunahappo 20,0 % m/V Ph.Eur. mukaiset reagenssit	100 ml	140948
Sulfomolybdeenireagenssi R3 Ph.Eur. 1086500	100 ml	142027
Tioasetamidiliuos R Ph.Eur. 1089602 4,0 % m/V	100 ml	140564
Titaanitrikloridirikkihapporeagenssi R Ph.Eur. 1091202	50 ml	132003
Typpihappo 5,0 mol/l Ph.Eur. mukaiset reagenssit 31,5 % m/V 5 N	500 ml	170382
Typpihappo, laimea R Ph.Eur. 1058402 2,0 mol/l, 12,5 % m/V, 2 N	50 ml 500 ml	130384 170384
Tärkkelysliuos R Ph.Eur. 1085103. 1 % m/V vesiliuos	50 ml	130390
Vesi pH 3 Ph.Eur. mukaiset reagenssit	10 000 ml	112403
Vetyperoksidiliuos, laimea 3 % m/m Ph.Eur. mukaiset reagenssit Sisältää stabilisaattorin.	50 ml	132025
Vetyperoksidi 6,0 % m/V Ph.Eur. mukaiset reagenssit Sisältää stabilisaattorin.	50 ml	132047
Viinihappo 15,0 % m/V Ph.Eur. mukaiset reagenssit	50 ml	130896
Väritön pararosaniliiniliuos R Ph.Eur. 1062201	50 ml	132089