

Reagenan farmakopeareagenssit

Apteekeille / Tutkimukseen / Teollisuuteen

Rearena valmistaa korkealaatuiset, kotimaiset laboratoriokemikaalit terveydenhuollon, teollisuuden ja tutkimuksen käyttöön. Valikoimastamme löytyvät Ph.Eur. reagenssit, mittaliuokset ja indikaattorit.

Tuote	Pakkauskoko (ml)	Tuotenumero
Ajoliuos A, B, C, D, E ja F Ph.Eur.mukaiset reagenssit. Ajoliuokset sisältävät erilaisia koostumuksia.	1000-5000 ml	
Ammoniakki R Ph.Eur. 1004701 n. 10,3 mol/l, 17,0-18,0 % m/V	50 ml 500 ml	130903 170903
Ammoniakki, laimea R1 Ph.Eur. 1004702 n. 6 mol/l, 10,0-10,4 % m/V	50 ml 500 ml	130458 170458
Ammoniakki, laimea R2 Ph.Eur. 1004703 n. 2,0 mol/l, 3,4 %m/V	50 ml	130904
Ammoniakki 5 mol/l Ph.Eur.mukaiset reagenssit 8,5 % m/V	500 ml	170007
Ammoniumkarbonaattiliuos R Ph.Eur. 1005201 n. 1,0 mol/l, 15,8 % m/V	500 ml	170461 170461
Ammoniumkloridiliuos R Ph.Eur. 1005301 n. 2 mol/l, 10,7 % m/V	50 ml 50 ml	130901 130901
Ammoniumstandardiliuos 250 ppm NH4 Ph.Eur. 5000301	50 ml	130464
Ammoniumoksalaattiliuos R Ph.Eur. 1005901 4,0 % m/V	50 ml	130463
Bariumhydroksidiliuos R Ph.Eur. 1009401 0,15 mol/l, 4,73 % m/V	50 ml	130809
Bariumkloridi 25 % m/V Ph.Eur.mukaiset reagenssit	50 ml	132002
Bariumkloridiliuos R1 Ph.Eur. 1009301	50 ml	130466
Bentsetoniumkloridi 0,004 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. 3000900	500 ml	170994
Diammoniumvetyfosfaattipuskuri 0,025 M pH 7,0 Ph.Eur.mukaiset reagenssit	5000 ml	192406



Tuote	Pakkauskoko (ml)	Tuotenumero
Difenyyliamiiniliuos R Ph.Eur. 1032101 0,1 % m/V	50 ml	130570
Dinatriumvetyfosfaattiliuos R Ph.Eur. 1033301 9,0 % m/V	50 ml	130973
EDTA (Natriumedetaatti) 0,05 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. mukaiset reagenssit	500 ml	170910
EDTA (Natriumedetaatti) 0,1 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. 3005900	500 ml	170563
Etikkahappo 1% V/V Ph.Eur.mukaiset reagenssit	1000 ml	182404
Etikkahappo 1 mol/l Ph.Eur.mukaiset reagenssit, 1N	500 ml	170667
Etikkahappo R Ph.Eur. 1000401 5,0 mol/l, n. 30,0 % m/V, 5N	50 ml 500 ml	130902 170902
Etikkahappo, laimea R Ph.Eur 1000402 2,0 mol/l, n. 12,0 % m/V, 2N	50 ml 500 ml	130083 170083
Fenoliftaleiiniliuos R Ph.Eur. 1063702 0,1 % m/V	50 ml	130474
Fenoliftaleiiniliuos R1 Ph.Eur. 1063703 1,0 % m/V etanolissa	50 ml	130572
Ferriammoniumsulfaattiliuos R2 Ph.Eur. 1037702 n. 0,25 mol/l, 10,0 % m/V	100 ml	140476
Ferrikloridiliuos R1 Ph.Eur. 1037801 10,5 % m/V	50 ml	130477
Ferrikloridiliuos R2 Ph.Eur. 1037802 1,3 % m/V	50 ml	130478
Fosfaattipuskuri 0,02 M pH 3,0 Ph.Eur.mukaiset reagenssit	5000 ml	192413
Fosfaattipuskuri 0,025 M pH 5,8 Ph.Eur.mukaiset reagenssit	5000 ml	192414
Fosfaattipuskuri 0,03 M pH 2,5 Ph.Eur.mukaiset reagenssit	5000 ml	192456
Fosfaattipuskuri 0,05 M pH 3,0 Ph.Eur.mukaiset reagenssit	5000 ml	192415
Fosfaattipuskuri 10 mM pH 7 Ph.Eur.mukaiset reagenssit	5000 ml	192457
Fosfaattipuskuri 30 mM pH 3,1 Ph.Eur.mukaiset reagenssit	5000 ml	192426

Reagenan farmakopeareagenssit

Tuote	Pakkauskoko (ml)	Tuotenumero
Fosfaattipuskuri pH 3,0 Ph.Eur.mukaiset reagenssit	5000 ml	192408
Fosfaattipuskuriliuos pH 7,2 R Ph.Eur 4002400	1000 ml	182333
Fosfaattistandardiliuos 500 ppm PO4 Ph. Eur. 5002200	50 ml	130575
Fosforihappo, laimea R Ph.Eur. 1065101 9,5 - 10,5 % m/m.	500 ml	170694
Fosforihappo pH 2,3 Ph.Eur.mukaiset reagenssit	1000 ml	182427
Fuksiiniliuos, väritön R1 Ph.Eur. 1039402	50 ml	130827
Glyseroliseos tioasetamidi-reagenssin R valmistamiseen Ph.Eur. 1089601	50 ml	130481
Heptaanisulfonihapon natriumsuola 0,01 M Ph.Eur.mukaiset reagenssit	5000 ml	192446
Hopeanitraattiliuos R1 Ph.Eur. 1078301 4,25 % m/V	50 ml	130482
Hopeanitraattiliuos R2 Ph.Eur. 1078302 0,1 mol/l, 1,7 % m/V	50 ml	132031
Hopeanitraatti 0,1 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. 3005600	500 ml	170961
Jodi 0,05 mol/l Ph.Eur.mukaiset reagenssit	50 ml	132072
Jodi 0,05 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. 3002700	500 ml	170898
Jodibromidiliuos R Ph.Eur. 1045901	500 ml	170704
Kaliumbromaatti 0,0167 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. mukaiset reagenssit.	500 ml	170914
Kaliumbromidi 10 % m/V Ph.Eur.mukaiset reagenssit	50 ml	132007
Kaliumdivetyfosfaattipuskuri 0,01 M pH 2,0 Ph.Eur.mukaiset reagenssit	1000 ml	182429
Kaliumdivetyfosfaatti 0,05 M Ph.Eur.mukaiset reagenssit	5000 ml	192407
Kaliumferrisyamidiliuos R Ph.Eur. 1069701 5,0 % m/V	50 ml	130912
Kaliumferrosyanidiliuos R Ph.Eur. 1069801 5,3 % m/V	50 ml	130705
Kaliumhydroksidi, alkoholinen 0,1 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. 3004800	500 ml	170895

Tuote	Pakkauskoko (ml)	Tuotenumero
Kaliumhydroksidi 0,5 mol/l Ph.Eur.mukaiset reagenssit 2,8%, 0,5 N	500 ml	170152
Kaliumhydroksidi 1 mol/l Ph.Eur.mukaiset reagenssit, 1 N	500 ml	170675
Kaliumhydroksidi 2 mol/l Ph.Eur.mukaiset reagenssit 11,2 % m/V, 2N	50 ml	130151
Kaliumjodidiliuos 10 % m/V Ph.Eur.mukaiset reagenssit 0,7 mol/l	500 ml	170735
Kaliumjodidiliuos R Ph.Eur. 1070502 16,6 % m/V	1000 ml	180937
Kaliumjodidiliuos, jodinoitu R (Schillerin reagenssi) Ph.Eur. 1070503	50 ml 500 ml	132011 172011
Kaliumkarbonaatti 15 % m/V Ph.Eur.mukaiset reagenssit	50 ml	130953
Kaliumkloridiliuos 10 % m/V Ph.Eur.mukaiset reagenssit	500 ml	170980
Kaliumkloridiliuos 200 mg/ml pH 2,0 Ph.Eur.mukaiset reagenssit	1000 ml	182242
Kaliumnitraattipuskuri 0,05 M pH 3,0 Ph.Eur.mukaiset reagenssit	5000 ml	192416
Kaliumpermanganaattiliuos 0,02 mol/l Ph.Eur.mukaiset reagenssit	50 ml	132073
Kaliumpermanganaatti 0,02 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. 3005300	500 ml	170161
Kaliumpermanganaattiliuos R Ph.Eur. 1070902 3,0 % m/V	30 ml	122038
Kaliumpyroantimonaattiliuos R Ph.Eur. 1071301	50 ml	130707
Kalsiumstandardiliuos 1000 ppm Ca Ph.Eur. 5000801	50 ml	130494

Reagenan farmakopeareagenssit

Tuote	Pakkauskoko (ml)	Tuotenumero
Kaliumtiosyanaattiliuos R	50 ml	130489
Ph.Eur. 1071801		
9,7 % m/V		
Kalsiumkloridiliuos R	50 ml	132176
Ph.Eur. 1014601		
5,5 % m/V kalsiumkloridia		
Kloorivetyhappo 0,01 mol/l	10 000 ml	112411
Ph.Eur.mukaiset reagenssit, 0,01 N		
Kloorivetyhappo 0,02 mol/l	10 000 ml	112412
Ph.Eur.mukaiset reagenssit, 0,02 N		
Kloorivetyhappo 0,1 mol/l	10 000 ml	110653
Ph.Eur.mukaiset reagenssit, 0,1 N		
Kloorivetyhappo 0,1 mol/l, mittaliuos	500 ml	170170
Ph.Eur. 3002100	10 000 ml	110170
0,37 %, 0,1 N		
Kloorivetyhappo 0,1 mol/l 0,1 % SDS	10 000 ml	110654
Ph.Eur.mukaiset reagenssit		
Kloorivetyhappo 0,1 mol/l 0,5 % SDS	10 000 ml	110658
Ph.Eur.mukaiset reagenssit		
Kloorivetyhappo 0,1 mol/l 2,0 % SDS	10 000 ml	110655
Ph.Eur.mukaiset reagenssit		
Kloorivetyhappo 0,5 mol/l, mittaliuos	500 ml	170954
Ph.Eur. mukaiset reagenssit. 0,5 N		
Kloorivetyhappo 1 mol/l, mittaliuos	500 ml	170172
Ph.Eur. 3001800		
3,65 %, 1 N		
Kloorivetyhappo 1 % m/V	500 ml	170496
Ph.Eur. mukaiset reagenssit.		
0,28 mol/l, 0,28 N		
Kloorivetyhappo 5 mol/l	500 ml	170174
Ph.Eur.mukaiset reagenssit, 5 N		
Kloorivetyhappo 6 mol/l	500 ml	170175
Ph.Eur. 3001500		
21,9 %, 6 N		
Kloorivetyhappo 10 % m/m	500 ml	170497
Ph.Eur.mukaiset reagenssit, n. 2,9 mol/l, 2,9 N		
Kloorivetyhappo, laimea R	50 ml	130173
Ph.Eur. 1043503	500 ml	170173
2,0 mol/l, 7,3 % m/V, 2 N	10 000 ml	110173
Kloorivetyhappo R1	50 ml	130177
Ph.Eur. 1043501	500 ml	170177
6,855 mol/l, 25,0 % m/V, 6,855 N		
Kuparisulfaattiliuos R	50 ml	132178
Ph.Eur. 1022501		
12,5 % m/V		
Kuparitetramiiniiliuos, ammoniakkipitoinen R	100 ml	140817
Ph.Eur. 1022600		

Tuote	Pakkauskoko (ml)	Tuotenumero
Kuprisitraattiliuos R	50 ml	132275
Ph.Eur. 1023100		
Kupritartraattiliuos R, liuos A	50 ml	130536
Ph.Eur. 1023300		
Kupritartraattiliuos R, liuos B	50 ml	130537
Ph.Eur. 1023300		
Lyijyasetaattiliuos R	50 ml	130746
Ph.Eur. 1048103		
9,5 % m/V, 0,25 mol/l		
Lyijyasetaattipaperi R	100 ml	142017
Ph.Eur. 1048102		
2g purkissa		
Lyijynitraatti 0,1 mol/l	500 ml	170710
Ph.Eur. 3003100		
Lyijystandardiliuos 0,1 % Pb	50 ml	130539
Ph.Eur. 5001700 (0.1 per cent Pb). 1000 ppm Pb		
Magnesiumsulfaatti 25 % laimeassa rikkihapossa	500 ml	172026
Ph.Eur. mukaiset reagenssit		
Rikkihappoa 1 mol/l, 2 N		
Magnesiumstandardiliuos 0,1 % Mg	50 ml	130540
Ph.Eur. 5001803		
Merkuriasetaattiliuos R	500 ml	170541
Ph.Eur. 1052001		
3,19 % m/V		
Merkurikloridiliuos R	50 ml	130970
Ph.Eur. 1052201		
5,4 % m/V		
Metyleenisini 0,1 % m/V	30 ml	122070
Ph.Eur. mukaiset reagenssit		
Metyylioranssiliuos R	50 ml	130544
Ph.Eur. 1054802		
0,1 % m/V		
Metyylipunaliuos R	50 ml	130545
Ph.Eur. 1055102		
0,05 % m/V		
Metyylipuna, sekoitettu liuos R	50 ml	130546
Ph.Eur. 1055101		
Natrium-1-oktaanisulfonaattimonohydraatti + ACN	1000 ml	182444
Ph.Eur. mukaiset reagenssit		
Natrium-1-oktaanisulfonaattimonohydraattiliuos	1000 ml	182443
Ph.Eur. mukaiset reagenssit		
Natriumdivetyfosfaatti 0,1 M	5000 ml	192405
Ph.Eur. mukaiset reagenssit		

Reagenan farmakopeareagenssit

Tuote	Pakkauskoko (ml)	Tuotenumero
Natriumdivetyfosfaattipuskuri 0,05 M pH 3,0	1000 ml	182458
Ph.Eur. mukaiset reagenssit		
Natriumhydroksidi 0,02 mol/l	100 ml	140238
Ph.Eur. mukaiset reagenssit		
Natriumhydroksidi 0,1 mol/l, mittaliuos	500 ml	170241
Ph.Eur. 3006600		
0,4 %		
Natriumhydroksidi 0,2 mol/l, mittaliuos	500 ml	172066
Ph.Eur. mukaiset reagenssit		
2,0 %		
Natriumhydroksidi 0,5 mol/l, mittaliuos	500 ml	170955
Ph.Eur. mukaiset reagenssit		
Natriumhydroksidi 1 mol/l, mittaliuos	500 ml	170247
Ph.Eur. 3006300		
4,0 %, 1 N		
Natriumhydroksidi 2 mol/l	500 ml	170248
Ph.Eur. mukaiset reagenssit		
8,0 %, 2 N		
Natriumhydroksidi 2,5 mol/l	500 ml	170256
Ph.Eur. mukaiset reagenssit		
10,0 %, 2,5 N		
Natriumhydroksidi 25% m/V	500 ml	170257
Ph.Eur. mukaiset reagenssit		
6,25 mol/l, 6,25 N		
Natriumhydroksidiliuos 10 mol/l	500 ml	170259
Ph.Eur. mukaiset reagenssit, 10 N		
Natriumhydroksidi (0,1 mol/l), etanolinen	500 ml	170579
Ph.Eur. 3007000		
Natriumhydroksidiliuos R	500 ml	170251
Ph.Eur. 1081401	10 000 ml	110251
5,0 mol/l, 20,0 % m/V, 5 N		
Natriumhydroksidiliuos, laimea R	50 ml	132192
Ph.Eur. 1081402	500 ml	172192
2,125 mol/l, 2,125 N		
Natriumhydroksidiliuos, väkevä R	50 ml	132095
Ph.Eur. 1081404		
n. 10,5 mol/l, 42 % m/V, n. 10,5 N		
Natriumkarbonaattiliuos R	50 ml	130264
Ph.Eur. 1079301		
1,0 mol/l, 10,6 % m/V		
Natriumlauryylisulfaatti 0,3 % m/V	10 000 ml	110800
Ph.Eur. mukaiset reagenssit		
Natriumlauryylisulfaatti 0,5 % m/V	10 000 ml	110822
Ph.Eur. mukaiset reagenssit		

Tuote	Pakkauskoko (ml)	Tuotenumero
Natriumlauryylisulfaatti 2 % m/V	10 000 ml	110820
Ph.Eur. mukaiset reagenssit		
Natriumperkloraattipuskuri 10g/l pH 3,0	1000 ml	182459
Ph.Eur. mukaiset reagenssit		
Natriumtiosulfaatti 0,25 mol/l, mittaliuos	1000 ml	182265
Ph.Eur. mukaiset reagenssit		
Natriumtiosulfaatti 0,1 mol/l, mittaliuos	500 ml	170278
Ph.Eur. 3007300		
Ninhydiiniliuos R2	50 ml	132048
Ph.Eur. 1058305		
Nitraattistandardiliuos 1000 ppm NO3	50 ml	132048
Ph.Eur. 1058305		
Ortofosforihappopuskuri pH 7,0	5000 ml	192431
Ph.Eur. mukaiset reagenssit		
Ortofosforihappo-vesi seos 0,075 %	5000 ml	192428
Ph.Eur. mukaiset reagenssit		
Perkloorihappo 0,1 mol/l, mittaliuos	500 ml	172094
Ph.Eur. 3003900		
sis. H2O 0,1 - 0,2 % m/m, 0,1 N		
Perkloraattiliuos 0,1 M pH 2,5	1000 ml	182460
Ph.Eur. mukaiset reagenssit		
Puskuri pH 3,5	1000 ml	182461
Ph.Eur. mukaiset reagenssit		
Puskuriliuos pH 3,5 R	500 ml	170554
Ph.Eur. 4000600		
pH 1,68 ± 0,01 / 25 °C NIST/DIN 19266	500 ml	170502
Kalibraatiopuskuri.. Jäljitettävä PTB. DIN 19266 mukainen.		
pH 4,01 ± 0,01 / 25 °C NIST/DIN 19266	500 ml	170504
Kalibraatiopuskuri. Suoraan jäljitettävä PTB/NIST DIN 19266 mukainen.		
pH 7,00 ± 0,01 / 25 °C NIST/DIN 19266	500 ml	170507
Kalibraatiopuskuri. Jäljitettävä PTB/NIST DIN 19266 mukainen.		
pH 9,18 ± 0,01 / 25 °C NIST/DIN 19266	500 ml	170509
Kalibraatiopuskuri. Jäljitettävä PTB/NIST DIN 19266 mukainen.		
pH 10,01 ± 0,05 / 25 °C NIST/DIN 19266	500 ml	172108
Kalibraatiopuskuri. Suoraan jäljitettävä PTB/NIST DIN 19266 mukainen.		

Reagenan farmakopeareagenssit

Tuote	Pakkauskoko (ml)	Tuotenumero
Puskuriliuos pH 4,00 ± 0,02 (20 °C) Sitraattipuskuri. Jäljitettävä PTB referenssimateriaaliin.	500 ml	172204
pH 7,00 ± 0,01 / 25 °C NIST/DIN 19266 Kalibraatiopuskuri. Jäljitettävä PTB/NIST DIN 19266 mukainen.	500 ml	170507
pH 9,18 ± 0,01 / 25 °C NIST/DIN 19266 Kalibraatiopuskuri. Jäljitettävä PTB/NIST DIN 19266 mukainen.	500 ml	170509
pH 10,01 ± 0,05 / 25 °C NIST/DIN 19266 Kalibraatiopuskuri. Suoraan jäljitettävä PTB/NIST DIN 19266 mukainen.	500 ml	172108
Puskuriliuos pH 4,00 ± 0,02 (20 °C) Sitraattipuskuri. Jäljitettävä PTB referenssimateriaaliin.	500 ml	172204
Puskuriliuos pH 7,00 ± 0,02 (20 °C) Fosfaattipuskuri. Jäljitettävä PTB referenssimateriaaliin.	500 ml	172207
Puskuriliuos pH 8,00 ± 0,02 (20 °C) Boraattipuskuri. Jäljitettävä PTB referenssimateriaaliin.	500 ml	172208
Puskuriliuos pH 10,00 ± 0,05 (20 °C) Boraattipuskuri. Jäljitettävä PTB referenssimateriaaliin.	500 ml	172210
Rautastandardiliuos 200 ppm Fe Ph. Eur. 5001600	50 ml	130557
Rikkihappo 0,025 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. mukaiset reagenssit. 0,05 N	500 ml	170003
Rikkihappo 0,05 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. mukaiset reagenssit. 0,1 N	500 ml	170320
Rikkihappo 0,5 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. 3007800, 1 N	500 ml	170325
Rikkihappo 2 mol/l Ph.Eur. mukaiset reagenssit 19,6 %, 4 N	500 ml	170687
Rikkihappo 2,5 mol/l Ph.Eur. mukaiset reagenssit, 5 N	500 ml	170326
Rikkihappo 3,5 mol/l Ph. Eur. mukaiset reagenssit 7 N	500 ml	170976
Rikkihappo 4,5 mol/l Ph. Eur. mukaiset reagenssit, 9 N	500 ml	172016
Rikkihappo, laimea R Ph.Eur. 1 mol/l, 9,8 %, 2 N	50 ml 500 ml	130324 170324

Tuote	Pakkauskoko (ml)	Tuotenumero
Sinkkikloridiliuos, jodinoitu R Ph.Eur. 1096602	50 ml	130829
Sinkkisulfaatti 0,05 mol/l, mittaliuos Ph. Eur. mukaiset reagenssit	500 ml	170915
Sinkkisulfaatti 0,1 mol/l, mittaliuos Ph.Eur. 3008600	500 ml	170560
Sitraattipuskuri pH 6,2 Ph.Eur. mukaiset reagenssit	1000 ml	182462
Sitruunahappo 20,0 % m/V Ph.Eur. mukaiset reagenssit	50 ml	130948
Sulfaattistandardiliuos 1000 ppm SO4 Ph.Eur. 5002800	50 ml	130561
Sulfomolybdeenireagenssi R3 Ph.Eur. 1086500	50 ml	132027
Tioasetamidiliuos R Ph.Eur. 1089602 4,0 % m/V	100 ml	140564
Titaanitrikloridirikkihapporeagenssi R Ph.Eur. 1091202	50 ml	132003
Typpihappo 5 mol/l Ph.Eur. mukaiset reagenssit 31,5 % m/V 5 N	500 ml	170382
Typpihappo, laimea R Ph.Eur. 1058402	50 ml 500 ml	130384 170384
Tärbakelioliuos R Ph.Eur. 1085103. 1 % m/V vesiliuos	50 ml	130390
Vesi pH 3 Ph.Eur. mukaiset reagenssit	5000 ml	192403
Vetyperoksidiliuos, laimea 3 % m/m Ph.Eur. mukaiset reagenssit Sisältää stabilisaattorin.	50 ml	132025
Vetyperoksidi 6 % m/V Ph.Eur. mukaiset reagenssit Sisältää stabilisaattorin.	50 ml	132047
Viinihappo 15 % m/V Ph.Eur. mukaiset reagenssit	50 ml	130896
Väritön pararosaniiliiniliuos R Ph.Eur. 1062201	50 ml	132089